



¡ Gracias de nuevo por su compra y por
confianza !

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No utilice el dermaroller facial sobre piel
irritada, lesionada o con afecciones
cutáneas activas, como acné severo.

Consulte a un profesional sanitario o a
un dermatólogo si tiene problemas
específicos de la piel o alguna duda.

Por razones de higiene, no comparta su
dermaroller facial.

Se recomienda usar el dermaroller facial
1–2 veces por semana, según la
tolerancia de su piel.

**Mantener fuera del alcance de los
niños.**

CÓMO USAR EL DERMAROLLER FACIAL

1. Preparación :

Desinfecte su dermaroller facial sumergiéndolo durante unos minutos en alcohol isopropílico médico al 90 %.

Enjuáguelo y déjelo secar completamente al aire libre.

Mientras tanto, limpie su rostro a fondo.

2. Aplicación :

Se recomienda utilizarlo por la noche, ya que la piel puede presentar un ligero enrojecerse después del tratamiento.

Aplique **una ligera presión** y ruede suavemente el dermaroller en sentido vertical, horizontal y diagonal, evitando las zonas sensibles como los ojos y los labios.



Realice entre 2 y 4 pasadas en cada dirección y en cada zona.

No exceda los 2 minutos de tratamiento.

3. Cuidado posterior :

Después de usarlo, puede aplicar un suero hidratante o calmante para ayudar a nutrir la piel. Revise los ingredientes para evitar posibles molestias.

Evite productos agresivos como exfoliantes o retinoides inmediatamente después del tratamiento.

Evite la exposición directa al sol y use protector solar durante los días posteriores al tratamiento.

4. Mantenimiento :

Después de cada uso, desinfecte nuevamente su dermaroller facial y déjelo secar al aire libre.

Guárdelo en su estuche con la tapa cerrada.

Para mantener la eficacia y la higiene del dermaroller, reemplace las cabezales cada 3 a 6 meses.

“ No dude en dejarnos una reseña o comentario. ”